



Fiche Technique

MASQUE DE PROTECTION RESPIRATOIRE 3M™ Aura™ Référence 1862+ – FFP2

Equipement de Protection Individuelle

Marquage CE – Directive 89/686 et 93/42/CEE

<https://www.realme.fr/3738-masque-ffp2-3m-1862.html>

Conforme aux normes :

Norme EN 149 : 2001 (**Equipement de Protection Individuelle**)

Répond à l'avis du 28 septembre 2005 texte 173 sur 184

Norme NF EN 14683 : 2006 (**Dispositifs Médicaux**)

Type : IIR



Norme EN 149 : 2001+A1 : 2009 FFP2 Valeur 92% d'efficacité (minimum)

Dimensions 21 cm x 8,5 cm de la crête nasale jusqu'au dessous du menton

Poids 10 g/masque

ΔP débit 95l O₂/min ≤ 2,4 mbar

Valeur maximale d'exposition ≤ 12 x la VME

Laboratoires de Test : BSI Product Services, UK

Filtration Score EFB (Efficacité de filtration bactérienne) in vitro selon EN14683 : 2005 > 99,9%

Test de résistance à la projection : ASTM 1862 à 160 mmHg

Matériaux
Deux bandes élastiques en élastomère polyisoprène
Mousse nasale en polyuréthane
Agrafes de maintien en acier
Masque hypoallergénique
Sans latex

Forme Masque à plis en trois panneaux

Temps de port 8 heures

Trois panneaux

- 1) Feuillet externe en polypropylène
- 2) Feuillet interne en polypropylène
- 3) Média filtrant en polypropylène

Coloris Blanc

Maintien 2 lanières élastiques bleues

Soudure Panneaux thermosoudés

Lieu de fabrication Royaume Uni

Durée de vie 5 ans

Conditionnement 20 masques par boîte
Masques non stériles et à usage unique
Emballage individuel
Boîte distributrice

Elimination Après usage, le masque doit être éliminé avec les Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI)

Ces masques ne protègent pas contre les gaz et les vapeurs.

3M France
Marchés de la Santé
Boulevard de l'Oise
95006 Cergy Pontoise Cedex
Tél.: 01 30 31 82 82
Fax : 01 30 31 85 65