

KliniGel

UNE GAMME COMPLÈTE DE GELS DE POSITIONNEMENT POUR VOS PATIENTS

La gamme complète de gels de positionnement KliniGel™ s'adapte parfaitement à une utilisation en bloc opératoire, en néonatalogie ou encore en réanimation. Ils **améliorent le confort des patients** durant les interventions chirurgicales, tout en **réduisant le risque d'escarres**. Ils se distinguent par leur **grande qualité** et **respectent les normes CE**. Ils sont constitués d'un gel en polyuréthane d'une densité de 0,99 gr/cm³.



Gel amorphe spécialement conçu pour la chirurgie



Répartit uniformément les charges pour réduire les risques de lésions nerveuses



Compatibles avec différentes morphologies et positions



Entretien et nettoyage simples

POURQUOI UTILISER UN POSITIONNEUR EN GEL ?

Redistribution des pressions

Le gel se déforme sous la charge pour augmenter la surface de contact et mieux répartir les pressions.

Epouser les contours anatomiques

Le gel s'adapte aux reliefs anatomiques pour soutenir la zone sans concentrer la pression.

Stabiliser le patient et protéger une zone ciblée

Le gel contribue au maintien du patient, à l'alignement et à la protection des zones d'appui.

Accompagner les interventions prolongées ou les patients à risque

Une protection renforcée lorsque la durée ou le profil du patient l'exige.

Offrir une solution réutilisable

Réutilisable, sous réserve du respect des protocoles de nettoyage, désinfection et traçabilité.

Etre compatible avec l'imagerie péroopératoire

Radiotransparent, le gel permet l'imagerie sans retirer le positionneur.

ACCESSOIRES DE BLOC OPÉRATOIRE

L'expertise du positionnement au service des patients et des équipes médicales

www.realme.fr

REALME
matériel médical
Tel 03 22 72 55 24
Fax 03 22 72 17 35
contact@realme.fr

POSITIONNEURS ET PROTECTIONS DE LA TÊTE



Les 3 points de contrôle en décubitus dorsal :

- + Alignement : tête, nuque et rachis cervical dans une position neutre
- + Protection : l'occiput et les oreilles sont correctement protégés, sans point de pression excessif
- + Stabilité : la tête est stable durant toute la durée de l'intervention, sans compromettre l'accès au champ opératoire

Voies aériennes

Objectif : maintenir une position compatible avec les dispositifs d'anesthésie et garantir leur stabilité

Occiput

Objectif : répartir les pressions sur la région occipitale

Oreilles


Objectif : préserver le pavillon auriculaire de toute compression

Rachis cervical

Objectif : maintenir un alignement neutre entre la tête, la nuque et la colonne cervicale

Epaules et ceinture scapulaire

Objectif : favoriser un alignement harmonieux entre la tête, le cou et les épaules



Supports de tête standards - usage polyvalent

Constituent la base du positionnement de la tête en bloc opératoire. Assurent un maintien stable et neutre de la tête, sans réglage complexe.

- + Faciles à comprendre et à utiliser
- + Rapides à installer
- + Compatibles avec un grand nombre de patients et d'actes

Indications cliniques :

- Chirurgie générale courte à modérée
- ORL courante
- Orthopédie (hors rachis complexe)
- Chirurgie ambulatoire
- Chirurgie plastique non reconstructrice lourde



CALE-TÊTE ROND

Protège la tête, la nuque et les oreilles.

Références	Dimensions
05.00.AP001	ø ext. : 90 - ø int. : 40 - haut. : 20 mm
05.00.AP002	ø ext. : 140 - ø int. : 60 - haut. : 35 mm
05.00.AP003	ø ext. : 200 - ø int. : 75 - haut. : 45 mm
05.00.AP004	ø ext. : 200 - ø int. : 75 - haut. : 75 mm



CALE-TÊTE FER À CHEVAL

Protège et soutient la tête, le cou et le visage avec un accès facile pour l'intubation.

Le dessus aplani augmente la surface de contact avec la tête et réduit les compressions.

Références	Dimensions
05.00.AP011-C	ø ext. : 90 - ø int. : 40 haut. : 20 mm
05.00.AP012-C	ø ext. : 140 - ø int. : 60 haut. : 35 mm
05.00.AP013-C	ø ext. : 200 - ø int. : 75 haut. : 45 mm
05.00.AP014-C	ø ext. : 200 - ø int. : 75 haut. : 75 mm



CALE-TÊTE FER À CHEVAL FERMÉ

Protège et soutient la tête, le cou et le visage. La forme simple permet un maintien stable, tout en réduisant les pressions sur les zones sensibles. La base fermée évite l'écartement.

Référence	Dimensions
05.00.AP011	ø ext. : 90 - ø int. : 40 - haut. : 20 mm
05.00.AP012	ø ext. : 140 - ø int. : 60 - haut. : 35 mm
05.00.AP013	ø ext. : 200 - ø int. : 75 - haut. : 45 mm
05.00.AP014	ø ext. : 200 - ø int. : 75 - haut. : 75 mm



CALE-TÊTE AVEC RENFORCEMENT CENTRAL

Le creux central réduit la pression à l'arrière de la tête en décubitus dorsal ou protège l'oreille en position latérale.

Références	Dimensions
05.00.FC625P	250 x 250 x 60 mm
05.00.FC625G	300 x 300 x 60 mm

Supports ophtalmiques - précision et protection

Conçus pour les situations où le positionnement de la tête ne peut être approximatif.

- + Offrent une surface de contact plus large et mieux répartie
- + Epousent davantage la morphologie du crâne
- + Réduisent les risques de pressions localisées sur l'occiput
- + Assurent un maintien stable

Indications cliniques :

- Chirurgie modérée à longue
- Ophtalmologie
- ORL spécialisée
- Chirurgie maxillo-faciale
- Chirurgie plastique ou reconstructrice du visage



CALE-TÊTE OPHTALMIQUE

Conçu pour maintenir une position neutre et stable.

Référence	Dimensions
05.00.AP112	270 x 230 x 90 mm



SUPPORT DE TÊTE ERGONOMIQUE

Epouse les contours de la tête et de la nuque afin de répartir les pressions et de stabiliser le patient.

Référence	Dimensions
05.00.AP081	190 x 190 x 60 mm



SUPPORT DE TÊTE TYPE THORNTON

Protège et soutient la tête, le cou et la nuque.

Référence	Dimensions
05.00.AP110	270 x 230 x 70 mm



CALE-TÊTE OPHTALMIQUE


Sa forme ergonomique augmente la surface de contact autour du crâne tout en dégageant le cou, pour une meilleure stabilité et répartition des pressions.

Référence	Dimensions
05.00.AP113	300 x 315 x 70/33 mm

Supports de tête pour décubitus ventral

Les 3 points de contrôle en décubitus ventral :

- + Alignement : tête, nuque et rachis cervical dans une position neutre
- + Décompression : absence d'appui sur les yeux, le nez et les oreilles
- + Stabilité : maintien sécurisé de la tête sans point de pression excessif



Oreilles

Objectif : préserver le pavillon auriculaire de toute pression prolongée

Nuque et rachis cervical

Objectif : maintenir un alignement neutre entre la tête, la nuque et le rachis cervical

Front et pommettes

Objectif : répartir les pressions sur les reliefs osseux du visage

Yeux


Objectif : préserver les globes oculaires de toute pression

Nez

Objectif : maintenir les voies aériennes libres et éviter toute contrainte sur les structures nasales

Menton

Objectif : soutenir la mâchoire inférieure



CALE-TÊTE POSITION DÉCUBITUS VENTRAL

Support stable protégeant les zones sensibles du visage tout en maintenant un accès facile aux voies aériennes.

Références	Dimensions
05.00.AP022	280 x 230 x 145 mm
05.00.AP023	230 x 190 x 130 mm



CALE-TÊTE RÉGLABLE - 2 PIÈCES

Composé de deux pièces ajustables permettant d'adapter précisément la forme et la hauteur du support au profil morphologique du patient.

- + Réglage précis et personnalisé
- + Accès facilité aux voies aériennes

Référence	Dimensions
05.00.AP810	2 pièces : 180 x 220 x 50 mm 1 pièce : 80 x 230 x 50 mm



CALE-TÊTE BIDIRECTIONNEL

Grâce à son design ergonomique, il soutient et stabilise la tête et le cou en protégeant le visage, avec un accès facile pour l'intubation.

- + Positionnement standard en décubitus ventral
- + Maintien stable de la tête et du rachis cervical
- + Accès facilité aux voies aériennes

Références	Dimensions
05.00.AP025	250 x 230 x 70 mm
05.00.AP024	240 x 220 x 90 mm



CALE-TÊTE 4 DIRECTIONS

Grâce à son design ergonomique, il soutient et stabilise la tête et le cou en protégeant le visage, avec un accès facile pour l'intubation.

- + Soutien renforcé du visage
- + Répartition optimisée des pressions
- + Positionnement précis pour les interventions prolongées

Référence	Dimensions
05.00.AP025-D	250 x 230 x 140 mm



CALE-TÊTE AVEC MIROIR RÉGLABLE

Permet à l'équipe anesthésique de voir le visage et les yeux du patient, ainsi que la position des tubulures. Le gel épouse la forme du visage tout en maintenant une bonne répartition des pressions.

- + Surveillance visuelle facilitée
- + Accès facile aux tubulures
- + Surface de contact confortable

Référence	Dimensions
05.00.AP025-S	250 x 230 x 85/110 mm

Protection frontale



PROTECTION FRONTALE À BULLES

Protège le front contre la pression exercée par la tubulure de ventilation.

- Indications cliniques :
- Chirurgie longue
 - Réanimation peropératoire

Référence	Dimensions
05.00.AP021	160 x 60 x 16 mm

Supports cervicaux - thyroïdiens

Conçus pour les chirurgies nécessitant une exposition antérieure du cou, avec une extension cervicale volontaire et contrôlée.

- + Positionnent activement le cou sans perte de stabilité
- + Exposition chirurgicale optimale
- + Préservent le confort et la sécurité du patient pendant toute la durée de l'intervention

Indications cliniques :

- Thyroïdectomie
- Parathyroïdectomie
- Chirurgie cervicale antérieure
- Chirurgies ORL basses nécessitant une exposition du cou



POSITIONNEUR ANTÉRAL

Sa forme ergonomique, marquée au niveau de l'occiput et de la nuque, permet un alignement précis et stable de l'axe tête-cou.

- + Limite les micro-mouvements
- + Stabilise la posture
- + Répartit efficacement les pressions

Référence	Dimensions
05.00.AP104-2	510 x 400 x 140 mm



POSITIONNEUR ANTÉRAL

Soutient le cou et l'occiput et permet une extension simple et modérée de la région cervicale antérieure.

Cale-tête non inclus

Référence	Dimensions
05.00.AP104-1	440 x 300 x 120 mm

Quel support de tête choisir ?

Références	Famille	Position	À privilégier pour	Atout
AP001 à AP004	Rond	Dorsal, lithotomie	Positionnement courant	Simple et polyvalent
AP011 à AP014	Fer à cheval fermé	Dorsal, latéral	Maintien plus contenu	Base fermée limitant l'écartement
AP011-C à AP014-C	Fer à cheval	Dorsal, latéral	Soutien avec accès facilité	Forme ouverte
AP021	Protection frontale	Dorsal, lithotomie, latéral	Protection ponctuelle du front	Complément ciblé
AP022 / AP023	Ventral	Ventral	Installation ventrale	Protection du visage, accès voies aériennes
AP024 / AP025	Bidirectionnel	Ventral	Positionnement ventral courant	Stabilité, accès voies aériennes
AP025-D	4 directions	Ventral	Positionnement ventral renforcé	Soutien plus précis
AP025-S	Avec miroir réglable	Ventral	Surveillance anesthésique du visage	Contrôle visuel
AP081	Ergonomique	Dorsal, lithotomie	Adaptation anatomique tête/nuque	Forme ergonomique
AP104-1	Cervical antéral	Dorsal	Extension cervicale simple/modérée	Exposition antérieure du cou
AP104-2	Cervical antéral	Dorsal	Stabilisation cervicale plus structurée	Maintien axe tête-cou
AP110	Thornton	Dorsal, lithotomie	Soutien tête, cou et nuque	Maintien enveloppant
AP112	Ophtalmique	Dorsal, lithotomie	Positionnement précis	Maintien neutre et stable
AP113	Ophtalmique	Dorsal, lithotomie	Précision, dégagement du cou	Surface de contact étendue
AP810	Réglable 2 pièces	Dorsal, ventral	Morphologies nécessitant un ajustement	Réglable
FC625P / FC625G	Renforcement central	Dorsal, latéral, lithotomie	Décharge occipitale / oreille	Creux central

Repères indicatifs d'aide au choix. Le choix du support dépend de la morphologie du patient, de la durée de l'intervention et du protocole de l'établissement.

POSITIONNEURS ET PROTECTIONS POUR BRAS ET COUDES

Appuis-bras standards - usage polyvalent

Conçus pour poser et stabiliser le bras ou l'avant-bras sans complexifier l'installation.

- + Evitent le glissement du bras
- + Répartissent les points d'appui
- + Préservent l'accès aux perfusions, monitorings et autres dispositifs anesthésiques

Indications cliniques :

- Actes courts à modérés
- Patients sans risques particuliers
- Chirurgies où les bras sont en abduction modérée sur tablettes
- Chirurgies sans posture complexe



PROTECTION DE LA MAIN ET DU POIGNET

Soutient et permet le positionnement de l'articulation du poignet et de la main lors d'interventions chirurgicales, notamment du canal carpien.

Référence	Dimensions
05.00.AP005	280 x 83 x 60 mm



POSITIONNEUR DE BRAS

Protège et stabilise les membres supérieurs durant les interventions chirurgicales.

Références	Dimensions
05.00.AP071	400 x 125 x 20 mm
05.00.AP072	600 x 125 x 20 mm

Appuis anatomiques / protection ulnaire

Réduisent le risque de compression du nerf ulnaire et des structures péri-articulaires du coude, en particulier lors des chirurgies prolongées.

- + Intègrent une surélévation qui isole le coude des surfaces dures
- + Assurent une meilleure continuité d'appui sur l'avant-bras

Indications cliniques :

- Actes modérés à longs
- Chirurgie abdominale
- ORL
- Neurochirurgie



PROTECTION COURBÉE AVEC BASE

Composée d'une base en mousse incurvée recouverte d'une couche de gel pour une meilleure stabilisation des membres supérieurs.

Références	Dimensions
05.00.AP073	400 x 125 x 60 mm
05.00.AP075	500 x 125 x 60 mm
05.00.AP074	600 x 125 x 60 mm
05.00.AP076	630 x 125 x 60 mm



APPUI-BRAS MOULÉ

Spécialement conçu pour la protection du nerf cubital, il peut être utilisé comme support de bras lors de tous types d'interventions chirurgicales.

Référence	Dimensions
05.00.AP077	520 x 150 x 55 mm



APPUI-BRAS AVEC BASE

Protège et stabilise les membres supérieurs durant les interventions chirurgicales. Composé d'une base en mousse recouverte d'une couche de gel.

Références	Dimensions
05.00.AP419	700 x 200 x 80 mm
05.00.AP420	300 x 150 x 100 mm
05.00.AP421	500 x 150 x 100 mm
05.00.AP422	600 x 150 x 100 mm

Sangle de stabilisation du membre supérieur



SANGLE DE MAINTIEN

Protège la partie du corps sur laquelle elle est placée et empêche les déplacements involontaires.

Vendue par lot de 2

Références	Dimensions
05.00.FB01	330 x 70 x 15 mm
05.00.FB02	360 x 70 x 15 mm


Protections ulnaires complémentaires

Dispositifs de protection localisée, conçus pour sécuriser une zone précise du membre supérieur, sans remettre en cause tout le montage du bras.

- + Complètent une installation existante
- + Permettent une correction fine et ciblée d'un appui à risque

Indications cliniques :

- Tout acte modéré à long
- Patient présentant un risque accru de compression nerveuse
- Patient à peau fragile



BANDE DE PROTECTION DU NERF CUBITAL

Protège les membres supérieurs pendant tous types de chirurgies.

Référence	Dimensions
05.00.AP310	380 x 120 x 8 mm



PLAQUE DE PROTECTION DU NERF CUBITAL

Protège les membres supérieurs lors de tous types d'interventions chirurgicales.

Référence	Dimensions
05.00.AP311	460 x 201 x 8 mm

Guide de choix

Références	Type	Zones, besoin	À privilégier pour	Atout
AP005	Protection main et poignet	Main, poignet	Soutien et positionnement de l'articulation, notamment canal carpien	Support ciblé main-poignet
AP071 / AP072	Positionneur de bras	Bras, avant bras	Positionnement courant du membre supérieur	Simple et polyvalent
AP073 à AP076	Protection courbée avec base	Avant-bras, coude	Soutien anatomique avec protection renforcée de la zone ulnaire	Base incurvée, gel pour une meilleure stabilisation
AP077	Appui-bras moulé	Bras, coude	Protection de la zone ulnaire et maintien du bras	Forme anatomique moulée
AP310	Bande de protection ulnaire	Coude / zone ulnaire	Ajouter une protection ciblée à une installation existante	Protection localisée et fine
AP311	Plaque de protection ulnaire	Coude / avant-bras	Protéger une zone d'appui plus étendue	Surface de protection élargie
AP419 à AP422	Appui-bras avec base	Bras, avant-bras	Stabilisation renforcée du membre supérieur	Base en mousse, couche de gel
FB01 / FB02	Sangle de maintien	Membre supérieur	Maintenir le bras et limiter les déplacements involontaires	Maintien complémentaire

Repères indicatifs d'aide au choix. Le choix du support dépend de la morphologie du patient, de la durée de l'intervention et du protocole de l'établissement.

POSITIONNEURS ET PROTECTIONS POUR ÉPAULES ET CORPS

Protections d'épaules et ceinture scapulaire

Destinées à prévenir les contraintes excessives sur la ceinture scapulaire.
L'objectif est de répartir les pressions et limiter les contraintes mécaniques sur les structures nerveuses.

- + Structurent la posture
- + Répartissent les pressions
- + Sécurisent les chirurgies longues ou complexes

Indications cliniques :

- Chirurgie thoracique
- Chirurgie abdominale haute
- Neurochirurgie (selon position)
- ORL



POSITIONNEUR LATÉRAL

Stabilise le patient en décubitus latéral. Le renforcement central décharge la pression sur l'épaule et le bras.

Référence	Dimensions
05.00.AP101	790 x 500 x 100 mm



POSITIONNEUR DE POITRINE

Soutient et stabilise le thorax et la poitrine lors de tous types d'interventions chirurgicales.

La version X-Gel associe une âme en mousse à une couche de gel de polyuréthane amorphe, pour offrir un positionneur plus léger et facile à manipuler, tout en conservant les bénéfices du gel sur les zones d'appui.

Références	Dimensions
05.00.AP049-1 version X-Gel : 05.00.XG049-1	300 x 160 x 130/90 mm
05.00.AP049-2 version X-Gel : 05.00.XG049-2	400 x 160 x 130/90 mm
05.00.AP049-3 version X-Gel : 05.00.XG049-3	500 x 160 x 130/90 mm



POSITIONNEUR UNIVERSEL OVALE

Conçu pour décharger une zone anatomique précise au niveau de l'épaule ou du haut du thorax, sans modifier l'installation globale du patient.

- + Réduit les pressions localisées
- + Améliore la tolérance peropératoire sur des zones sensibles
- + Complète un positionnement déjà correct

Références	Dimensions
05.00.AP091	160 x 80 x 45 mm
05.00.AP092	330 x 70 x 50 mm
05.00.AP095	250 x 125 x 50 mm
05.00.AP093	330 x 120 x 60 mm
05.00.AP096	380 x 125 x 63 mm
05.00.AP094	360 x 125 x 70 mm
05.00.AP097	500 x 125 x 70 mm

Positionnements du tronc, thorax et bassin

Positionnent et stabilisent le corps dans son ensemble.
Ils sont essentiels pour :

- + Maintenir l'axe tête-tronc-bassin
- + Eviter les rotations ou affaissements peropératoires
- + Sécuriser les positions prolongées

Indications cliniques :

- Positionnements complexes ou prolongés
- Patients obèses ou très maigres
- Patients sous anesthésie longue
- Patients nécessitant une stabilité corporelle stricte



POSITIONNEUR DE POITRINE

Protège et soutient la poitrine, l'abdomen et les articulations des épaules. Sa forme spéciale suit les lignes du corps, stabilisant le patient en décubitus ventral.

Parties droite et gauche vendues séparément.

Références	Dimensions
05.00.AP050-1	710/580 x 200 x 76 mm (côté gauche)
05.00.AP050-2	710/580 x 200 x 76 mm (côté droit)



POSITIONNEUR THORACIQUE PLAT

Utilisé dans les procédures où une extension thoracique est nécessaire.

Référence	Dimensions
05.00.AP052	230 x 360 x 38 mm



DÔME DE POSITIONNEMENT

Conçu pour soutenir le thorax, l'abdomen ou les membres selon l'installation du patient, il répartit les pressions et contribue à maintenir un alignement anatomique stable tout au long de l'intervention.

Référence	Dimensions
05.00.AP051	350 x 150 x 75 mm



POSITIONNEUR POUR ABDOMINAUX

Soutient et stabilise l'abdomen du patient pendant tous types de chirurgies. Positionneur léger car composé d'une base en mousse recouverte d'une couche de gel.

Références	Dimensions
05.00.XG041	300 x 150 x 100 mm
05.00.XG042	400 x 150 x 100 mm
05.00.XG043	500 x 150 x 100 mm

VEN

Positionneur adultes

Références

Dimensions

Positionneurs pédiatriques

Références

Dimensions

05.00.AP041

300 x 150 x 100 mm

05.00.AP042

400 x 150 x 100 mm

05.00.AP043

500 x 150 x 100 mm

05.00.AP044

300 x 100 x 85 mm

05.00.AP045

400 x 100 x 85 mm

05.00.AP046

500 x 100 x 85 mm

05.00.AP047

500 x 180 x 150 mm

05.00.AP047-1

150 x 50 x 50 mm

05.00.AP047-2

200 x 50 x 50 mm

05.00.AP047-3

250 x 50 x 50 mm

05.00.AP047-4

300 x 50 x 50 mm

05.00.AP048-1

150 x 75 x 75 mm

05.00.AP048-2

200 x 75 x 75 mm

05.00.AP048-3

250 x 75 x 75 mm

05.00.AP048-4

300 x 75 x 75 mm

Peut être utilisé comme support de l'abdomen lors de tous types d'interventions chirurgicales.

Positionnement latéral et maintien du corps

Stabilisent le patient et maintiennent l'alignement anatomique pendant l'intervention

+ Maintiennent le bassin

+ Conservent une position reproductible

Indications cliniques :

• Chirurgies urologiques, digestives, rachidiennes et orthopédiques

• Interventions longues

• Patients à risques d'escarres

DOR VEN

POSITIONNEUR DE HANCHE

Assure un maintien stable, soutient l'articulation et aide à réduire les pressions exercées sur les zones d'appui.

Référence

Dimensions

05.00.AP054

140 x 200 x 13 mm

DOR LAT VEN

POSITIONNEUR PROSTATIQUE

Spécialement conçu pour le soutien du tronc et du bassin, il favorise une répartition homogène des pressions tout en assurant la stabilité du patient pendant l'intervention.

Référence

Dimensions

05.00.AP8114J

675 x 500 x 110 mm

Protections articulaires et points d'appuis

Protègent les articulations ou saillies soumises à de fortes pressions.

+ Répartissent les charges

+ Préservent l'intégrité cutanée

Indications cliniques :

• Actes modérés à longs (>1h30)

• Patients présentant un risque élevé d'escarres

LIT DOR VEN

COUSSINET D'ÉPAULE

Protège l'épaule du patient, notamment en position de Trendelenburg. Il peut également être utilisé pour recouvrir un appui latéral.

Référence	Dimensions
05.00.AP556	150 x 130 x 25 mm

LIT DOR

POSITIONNEUR POUR ÉPAULE

Peut être utilisé comme support et protection lors de tous types d'interventions chirurgicales.

Références	Dimensions
05.00.AP102-3	300 x 220 x 50/10 mm
05.00.AP102-6	500 x 120 x 100/40 mm

LIT DOR

PROTECTION SACRALE

Soulage la pression dans la zone sacrée en se concentrant sur le soutien périphérique.

Référence	Dimensions
05.00.AP103-1	400 x 380 x 25 mm

Accessoires pour chirurgie spécialisée

VEN

SET 4 PCS EN GEL POUR CADRE DE WILSON

Conçu pour recouvrir intégralement le cadre de Wilson et offrir aux patients une protection supplémentaire contre le cisaillement et la pression.

Références	Dimensions
05.00.AP212 - Pack complet :	
Plaques latérales (*2)	725 x 175 x 20 mm
Plaques centrales (*2)	185 x 120 x 20 mm

SET 2 PCS EN GEL POUR CADRE DE WILSON

Conçu pour couvrir le cadre de Wilson et offrir aux patients une protection supplémentaire contre le cisaillement et la pression.

Références	Dimensions
05.00.AP210	750 x 255 x 25 mm
05.00.AP211	750 x 255 x 10 mm

LIT DOR LAT VEN

SANGLE

N'exerce pas de pression excessive ni de cisaillement sur le patient grâce à la présence de gel.

Références	Dimensions
05.00.AP601	2 920 x 50 mm Rembourrage 510 mm
05.00.FC713	1 430 x 50 mm Rembourrage 980 mm

MEDICAL SYSTEM

MEDICAL SYSTEM



PROTECTION POUR BUTÉE PÉRINÉALE

Permet de protéger le périnée et le sacrum lors des tractions en orthopédie.

Références	Dimensions
05.00.AP055	180 x 180 x 13 mm
05.00.AP056	330 x 300 x 8 mm

Guide de choix

Références	Type	Zone	À privilégier pour	Atout
AP041 à AP047	Positionneur à fond plat	Abdomen / tronc	Soutien abdominal et positionnement du corps	Large choix de formats
AP047-1 à AP047-4 et AP048-1 / à AP048-4	Positionneur à fond plat, pédiatrique	Abdomen / tronc	Positionnement des petits gabarits	Gamme pédiatrique dédiée
AP049-1 à AP049-3 et XG049-1 à XG049-3	Positionneur de poitrine	Thorax	Soutenir et stabiliser le thorax et la poitrine	Disponible en gel ou X-Gel allégé
AP050-1 AP050-2	Positionneur de poitrine	Thorax, abdomen, épaules	Stabiliser le tronc en décubitus ventral	Forme anatomique droite et gauche
AP051	Dôme de positionnement	Thorax, abdomen, membres	Soutien polyvalent et maintien de l'alignement	Forme polyvalente
AP052	Positionneur thoracique plat	Thorax	Installations nécessitant une extension thoracique	Support thoracique plat
AP054	Positionneur de hanche	Hanche	Soutenir l'articulation et protéger la zone d'appui	Protection ciblée de la hanche
AP055 / AP056	Protection pour butée périnéale	Périnée, sacrum	Tractions orthopédiques avec butée périnéale	Protection de l'interface avec la butée
AP091 à AP097	Positionneur universel oval	Multizone	Corriger ou protéger localement une zone d'appui	Polyvalent et complémentaire
AP101	Positionneur latéral	Tronc, épaule	Stabiliser le patient en décubitus latéral	Stabiliser le patient en décubitus latéral
AP102-3 / AP102-6	Positionneur pour épaule	Epaule	Soutenir et protéger l'épaule	Protection articulaire ciblée
AP103-1	Protection sacrale	Sacrum	Décharger la région sacrée	Soutien périphérique du sacrum
AP210 / AP211 / AP212	Set pour cadre de Wilson	Thorax, bassin	Recouvrir le cadre de Wilson	AP210 / AP211 : protection dédiée - AP212 : protection complète
AP556	Coussin d'épaule	Epaule	Protéger localement l'épaule, notamment en Trendelenburg	Protection ponctuelle
AP601 / FC713	Sangle en gel	Multizone	Stabiliser le patient tout en protégeant la zone de contact	Maintien, interface en gel
AP8114J	Positionneur prostatique	Périnée	Soutien du périnée et stabilisation	Forme dédiée au soutien périnéal
XG041 à XG043	Positionneur abdominal	Abdomen	Soutenir et stabiliser l'abdomen	Léger à manipuler


Repères indicatifs d'aide au choix. Le choix du support dépend de la morphologie du patient, de la durée de l'intervention et du protocole de l'établissement.

POSITIONNEURS POUR MEMBRES INFÉRIEURS



Les 3 points de contrôle :

- + Décharge : les talons et reliefs osseux sont correctement protégés
- + Alignement : les pieds et les chevilles sont maintenus dans une position physiologique, sans rotation excessive
- + Protection : aucune compression des structures vasculaires ou nerveuses par les porte-jambes, bottes ou autres dispositifs de maintien de pression excessif



Décharge et protection des talons

Prévenir les pressions prolongées sur les talons et les reliefs osseux

- + Evite le contact avec la table
- + Répartit les pressions
- + Préviend les lésions de pression



Indications cliniques :

- Actes modérés à longs
- Patients présentant un risque élevé de lésions



PROTECTION DE TALONS INCURVÉE

Sa forme anatomique épouse les contours du talon afin d'assurer un maintien stable et une répartition homogène des pressions.

Vendues par paire

Référence	Dimensions
05.00.AP8125B	120 x 95 x 45 mm




PAIRE DE TALONNETTES

Conçues pour surélever les tendons d'Achille, elles permettent de décharger les talons et d'éviter leur contact direct avec la table d'opération. Elles contribuent à limiter les pressions sur cette zone particulièrement exposée.

Références	Dimensions
05.00.AP031	200 x 110 x 70 mm
05.00.AP8125D	Pédiatrique - 97 x 53 x 35mm
05.00.AP8125E	Néonatal - 78 x 43 x 28 mm

Vendues par paire



SUPPORTS DE TALONS

Maintient le talon en position tout en limitant les pressions exercées sur les reliefs osseux. Leur conception assure une protection efficace sans système de fixation supplémentaire.

Vendues par paire

Référence	Dimensions
05.00.AP032	170 x 110 x 50 mm



PROTECTION DE TALONS

Répartit les pressions et contribue à préserver l'intégrité cutanée lors des interventions prolongées.

Référence	Dimensions
05.00.AP8125A	140 x 110 x 60 mm

Vendues par paire

Maintien du pied et de la cheville

Stabilisent le membre inférieur tout en protégeant les points d'appui.

- + Maintiennent le pied et stabilisent la cheville
- + Conservent les talons dans une position protégée



Indications cliniques :

- Actes modérés à longs
- Patients présentant un risque élevé de lésions



PAIRE DE TALONNIÈRES À LACETS

Assurent le maintien du talon tout en répartissant les pressions sur les zones d'appui. Elles peuvent également être utilisées en complément des bas de contention, en radiologie ou en rééducation.

Vendues par paire avec lacets de fixation

Référence	Dimensions
05.00.AP033	17 x 18 x 13 mm



PAIRE DE TALONNIÈRES À VELCRO

Équipée d'un système de fixation par Velcro®, elle maintient le talon de manière sécurisée tout en limitant les pressions exercées sur les tissus. Convient également aux applications en radiologie et en rééducation.

Référence	Dimensions
05.00.AP034	170 x 230 x 13 mm

Vendues par paire avec bandes Velcro®

Protection des porte-jambes et bottes de lithotomie

Protègent le patient du dispositif de maintien.

- + Limitent les pressions
- + Améliorent le confort



Indications cliniques :

- Lithotomie
- Urologie
- Gynécologie
- Chirurgie robotique




PAIRE DE PROTECTIONS DE PIEDS

Conçue pour protéger le pied, le talon et le bas de la jambe lors de l'utilisation de porte-jambes, elle répartit les pressions et améliore le confort du patient pendant l'intervention.

Vendues par paire

Référence	Dimensions
05.00.AP901	230 x 280 x 13 mm



COUSSIN DE PROTECTION POUR BOTTES

Destiné aux bottes de lithotomie et porte-jambes, il réduit les pressions exercées sur les zones de contact et améliore le confort du patient tout au long de l'intervention.

Référence	Dimensions
05.00.AP902	370 x 240 x 5 mm



PAIRE DE PROTECTION PORTE-JAMBES GOEPEL

Répartit les pressions sur les membres inférieurs et limite les risques de compression lors des interventions en lithotomie.

Références	Dimensions
05.00.AP801	310 x 230 x 10 mm
05.00.AP802	400 x 250 x 10 mm
05.00.AP803	520 x 300 x 10 mm
05.00.AP804	550 x 520x 10 mm

Vendues par paire

Positionnement polyvalent

Utilisable sur différentes zones anatomiques selon l'installation

- + Maintient le pied et stabilise la cheville
- + Conserve les talons dans une position protégée

Indications cliniques :

- Actes modérés à longs

LAT

TUNNEL DE PROTECTION

Conçu pour protéger les membres inférieurs, il limite les points de pression et les contacts involontaires pendant l'intervention. Sa structure en mousse assure un espace de dégagement autour de la jambe inférieure et une surface stable pour celle du dessus. Stabilise le bassin.

Référence	Dimensions
05.00.AP103	650 x 410 x 235 mm

produit préféré du bloc

Références	Famille	Zone	À privilégier pour	Atout
AP031	Talonnettes	Talon, tendon d'Achille	Décharge complète du talon	Surélève le tendon d'Achille et décharge le talon
AP032	Supports de talons	Talon	Maintien et protection du talon	Maintien sans fixation supplémentaire
AP033	Talonnières à lacets	Talon, cheville	Maintien du talon avec fixation	Fixation par lacets
AP034	Talonnières à Velcro®	Talon, cheville	Maintien sécurisé et ajustable du talon	Fixation par Velcro®
AP103	Tunnel de protection	Jambe, membre inférieur	Créer un espace de dégagement et éviter les contacts involontaires	Protection globale du membre
AP801 à AP804	Protection porte-jambes Goepel	Jambe, mollet	Protéger l'interface avec les porte-jambes	Plusieurs formats disponibles
AP8125A	Protection de talons	Talon	Répartir les pressions sur la zone d'appui	Protection simple du talon
AP8125B	Protection de talons incurvée	Talon	Maintenir le talon dans une position stable	Forme anatomique incurvée
AP8125D / AP8125E	Talonnettes pédiatriques	Talon, tendon d'Achille	Décharge du talon des petits patients	Pédiatrique / néonatal
AP901	Protections de pieds	Pied, talon, bas de jambe	Protéger le membre dans les porte-jambes	Protection étendue pied-talon-jambe
AP902	Coussin pour bottes	Pied, cheville, jambe	Protéger l'interface avec les bottes de lithotomie	Protection dédiée aux bottes

Repères indicatifs d'aide au choix. Le choix du support dépend de la morphologie du patient, de la durée de l'intervention et du protocole de l'établissement.

GELS DE TABLE

LIT - DOR - LAT - VEN

GELS POUR CHAISES

Leur conception particulière permet une excellente répartition des pressions et une bonne oxygénation, afin d'éviter le risque de rougeur de la peau. Sa structure favorise la ventilation des zones d'appui et contribue à limiter l'accumulation de chaleur et d'humidité.

- + Idéal pour la position Beach Chair
- + Répartition optimale des pressions

Références	Dimensions
05.00.NP1616-1	400 x 400 x 16 mm
05.00.NP1816-1	460 x 400 x 16 mm
05.00.NP1818-1	460 x 460 x 16 mm
05.00.NP2018-1	500 x 460 x 16 mm

Matelas de table

LIT - DOR - LAT - VEN

MATELAS GAUFRÉS POUR TABLE D'OPÉRATION

Conçu pour recouvrir la table d'opération, il répartit uniformément les pressions sur l'ensemble du corps afin de limiter les contraintes exercées sur les zones d'appui.

- + Répartition homogène des pressions
- + Ventilation des zones d'appui
- + Limitation des phénomènes de macération cutanée

LIT - DOR - LAT - VEN

MATELAS EN GEL POUR TABLE D'OPÉRATION

Assurent une protection continue du patient en répartissant les pressions sur toute la surface de la table d'opération. Disponibles en différentes dimensions et épaisseurs, ils s'adaptent aux besoins de chaque spécialité chirurgicale.

- + Confort renforcé grâce à une surface continue en gel
- + Répartition homogène des pressions sur les zones d'appui
- + Adaptation aux différentes tables et spécialités chirurgicales

Tri réalisé par épaisseur du produit - Epaisseur 20 mm disponible sur demande

Références	Dimensions	Références	Dimensions	Références	Dimensions
05.00.AP412	460 x 330 x 5 mm	05.00.AP304	500 x 250 x 10 mm	05.00.AP555	660 x 150 x 13 mm
05.00.AP418	160 x 80 x 6 mm	05.00.AP412-1	460 x 330 x 10 mm	05.00.AP405-1.5	150 x 350 x 15 mm
05.00.AP306	420 x 150 x 10 mm	05.00.AP308	450 x 500 x 10 mm	05.00.AP407-1.5	700 x 450 x 15 mm
05.00.AP413	220 x 170 x 10 mm	05.00.AP303	500 x 500 x 10 mm	05.00.AP408-1.5	150 x 500 x 15 mm
05.00.AP405	150 x 350 x 10 mm	05.00.AP406	700 x 500 x 10 mm	05.00.AP304-1.5	500 x 250 x 15 mm
05.00.AP305	100 x 380 x 10 mm	05.00.AP302	990 x 500 x 10 mm	05.00.AP308-1.5	450 x 500 x 15 mm
05.00.AP404	1 600 x 430 x 10 mm	05.00.AP403	1 170 x 500 x 10 mm	05.00.AP303-1.5	500 x 500 x 15 mm
05.00.AP407	700 x 450 x 10 mm	05.00.AP402	1 830 x 500 x 10 mm	05.00.AP406-1.5	700 x 500 x 15 mm
05.00.AP408	150 x 500 x 10 mm	05.00.AP307	100 x 610 x 10 mm	05.00.AP424	1 000 x 500 x 15 mm
05.00.AP301	230 x 500 x 10 mm	05.00.AP401	1 930 x 860 x 10 mm	05.00.AP403-1.5	1 170 x 500 x 15 mm
				05.00.AP402-1.5	1 830 x 500 x 15 mm

Matelas spécialisés

LIT - DOR - LAT - VEN

PLAQUE EN GEL AVEC OUVERTURE PÉRINÉALE

Conçue pour les interventions nécessitant une décharge de la région périnéale ou sacrée, elle assure une répartition homogène des pressions tout en libérant la zone opératoire. Elle contribue au confort du patient lors des interventions prolongées.

Références	Dimensions
05.00.AP411W/C	500 x 500 x 10 mm
05.00.AP409W/C	1 170 x 500 x 10 mm
05.00.AP410W/C	1 000 x 500 x 10 mm
05.00.AP411W/C-1.5	500 x 500 x 15 mm
05.00.AP409W/C-1.5	1 170 x 500 x 15 mm
05.00.AP410W/C-1.5	1 000 x 500 x 15 mm

LIT - DOR - LAT - VEN

GEL POUR BERCEAU

Spécialement conçu pour les nouveau-nés et nourrissons, il répartit uniformément les pressions au sein du berceau afin de protéger les zones d'appui les plus sensibles.

Référence	Dimensions
05.00.AP053	305 x 660 x 12,7 mm

REALME
matériel médical
Tel 03 22 72 55 24
Fax 03 22 72 17 35
contact@realme.fr
1 rue des violettes 80 480 SALEUX

Version septembre 2026

www.realme.fr