

MICRO MIST™



Le mini nébuliseur MICRO MIST™

Conçu pour la performance et l'économie, il peut être utilisé avec embout buccal/masque aérosol ou monté sur un circuit de ventilation.

Grâce à sa conception capillaire, il délivre un aérosol fin et dense jusqu'à un angle de 90°, permettant aux patients d'être traités assis ou allongés.

La taille des particules (MMAD: 2,7 microns) est optimale, la vitesse de nébulisation efficace et le volume résiduel minimal pour un meilleur dépôt pulmonaire.

Grâce à sa fermeture fileté et étanche et sa cuve de 6 ml anti-renversement, le Micro Mist empêche les fuites et se monte et se démonte facilement.

Tous les nébuliseurs Micro Mist sont disponibles séparément ou avec les composants nécessaires au patient.

Gradué en cc, il permet une vérification et un contrôle faciles de la quantité de médicaments inhalée.



EN BREF

- débit conseillé : 6-8 LPM
- MMAD (Mass median aerodynamic Diameter) : 2,7 microns
- débit de nébulisation: 0,3 - 0,35 ml/min
- capacité de la cuve: 6 ml
- sans latex
- emballé individuellement et livré par carton de 50 unités